



Bedienungsanleitung

AT51032 Badewannensitz



Hersteller:
ANTAR SpJ.,
03-068 Warszawa,
ul.Zawiślańska 43

Tel. 225183600
Fax 225183630
www.antar.net



Vorwort

Vielen Dank für den Erwerb dieses hochwertigen Medizinprodukts. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch aufmerksam und genau durch. Beachten Sie stets die Hinweise und Anweisungen für einen sicheren Gebrauch. Diese Bedienungsanleitung richtet sich an den Patienten als Anwender des Produkts.

Verwendungszweck

Die Bank erleichtert Personen mit eingeschränkter Mobilität, die Benutzung der Badewanne bei körperhygienischen Aktivitäten.

Lieferumfang

- Badewannensitz, Bedienungsanleitung.
Die Bedienungsanleitung ist fester Bestandteil des Produkts und sollte griffbereit aufbewahrt werden.
- Produktinformationen wie Modellname befinden sich auf dem Typenschild auf dem Produkt.

Indikation

Die Verwendung des Badewannensitzes ist angezeigt bei

- Stand- und Stehunsicherheit
- Minderung oder Fehlen der Funktionsfähigkeit der Beine

Kontraindikation

Der Badewannensitz darf nicht verwendet werden bei Personen, die

- nicht in der Lage sind, ihr Gleichgewicht im Sitzen zu kontrollieren

Anwendungshinweise

- Überprüfen Sie den Badewannensitz vor jeder Benutzung auf Unversehrtheit. Sollten Sie Beschädigungen feststellen, ziehen Sie das Produkt sofort aus dem Verkehr und wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.
- Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und Hitze.
- Es ist nicht gestattet, auf dem Badewannensitz zu stehen
- Untersuchen Sie alle Teile auf Transportschäden. Wenn ein solcher Schaden festgestellt wird, verwenden Sie das Produkt NICHT.
- Bei Verwendung und Bedienung der Bank und beim Einstellen der Mechanismen besteht die Gefahr, dass Körperteile des Benutzers / der Begleitperson in Öffnungen / Lücken zwischen den Elementen eingeklemmt und / oder eingeklemmt werden. Diese Schritte müssen mit äußerster Vorsicht ausgeführt werden. Stabilisieren Sie nach Abschluss der Einstellung die Position, indem Sie die Muttern / Schrauben vorsichtig festziehen.
- Ausrutschgefahr beim Hinsetzen und Aufstehen in der Badewanne.
- Immer mit Hilfe von Betreuungspersonen in die Badewanne einsteigen und auf dem Sitz Platz nehmen.

Montageanleitung

- Der Montagevorgang kann von einer Person durchgeführt werden. Bei erheblichen Funktionsstörungen benötigt man möglicherweise die Hilfe einer dritten Person. In der folgenden Reihenfolge gehen Sie vor:
- Setzen Sie die Seitenrahmenelemente nacheinander von beiden Seiten in den Sitzrahmen ein.
- Wenn Sie das Seitenrahmenelement einsetzen, verriegeln Sie es mit dem Kupfersicherungsstift.
- Montieren Sie dann die Rückenlehne auf die gleiche Weise.
- Überprüfen Sie die Richtigkeit der montierten Elemente und die entsprechende Breite der Bank. Der Rahmen der Bank muss eine Breite haben, die der Breite der Badewanne entspricht, und die rutschfesten Kappen haben vollen Kontakt mit dem Badewannenrand.

Setzen Sie sich auf den Badenwannensitz, fassen Sie die Ränder der Badewanne und stellen die Beine in die Badewanne. Das Aufstehen vom Gerät erfolgt durch Ergreifen der Kanten der Badewanne, Strecken der Beine, Bewegen des Beins näher an die Badewannenkante und dann die Beine aus der Wanne heben, während der Oberkörper gedreht wird. Der Patient sollte nicht von der Bank in das Innere der Badewanne gebracht werden. Stellen Sie die Bank fest, so dass sie stationär ist.

Produktmerkmale

- leichte Aluminiumstruktur,
- zweistufige Breitenverstellung von 83-78 cm,
- rutschfeste Kappen, um zu verhindern, dass sich die Bank bewegt,
- Sitz mit Löchern zur einfachen Entwässerung,
- Rückenlehne für bessere Stabilität des Benutzers.

Nutzungsdauer

Die zu erwartende Nutzungsdauer, bei sachgemäßer Anwendung und der Berücksichtigung der Hinweise dieser Bedienungsanleitung, beträgt 6 Jahre.

Nach Absprache mit Ihrem Arzt oder Ihrer medizinischen Fachkraft können Sie das Produkt auch länger verwenden, solange es sich in einwandfreiem Zustand befindet.

Reinigung und Pflege

1. Reinigen Sie den Rahmen mit Wasser und Reinigungsmitteln (vermeiden Sie ätzende Substanzen).
2. Sitz und Rückenlehne mit milden Reinigungsmitteln reinigen.
3. Während der Reinigung nicht schrubben.
4. Das nicht verwendete Produkt sollte in einem trockenen Raum gelagert werden.
5. Um die Betriebsparameter beizubehalten, ist es äußerst wichtig, das Produkt sauber zu halten und zu lagern.

Vermeiden Sie aggressivere Reinigungsmittel wie Alkohol, Ammoniak, Lösungsmittel oder harte Bürsten.



Wirbelsäulenorthese

Wartungshinweise

Das Produkt ist wartungsfrei.

Technische Daten

Innenbreite 67 - 69 cm

Gesamtbreite 83 - 78 cm

Tiefe 18 cm

Sitzbreite 40 cm

Sitztiefe 23 cm

Höhe mit einer Rückenlehne 40 cm

Gewicht: 1,92 kg

maximales Benutzergewicht von 120 kg

Entsorgung

Beachten Sie bei der Entsorgung des Produkts die lokalen Recyclingvorschriften. Bei Fragen kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler.



Wirbelsäulenorthese
Garantieschein

Modell:

Seriennummer:

Kaufdatum:

Stempel der Verkaufsstelle
und leserliche Unterschrift des Verkäufers:

1. AN TAR SpJ., 03-068 Warszawa, ul.Zawiślńska 43, gewährt hiermit auf das Produkt eine 12monatige Garantie ab dem Tag der Übergabe des Produkts an den Käufer. Für Produkte, die von der polnischen staatlichen Krankenkasse NFZ erstattet werden, gilt eine verlängerte Garantiefrist, die der Hälfte der Nutzungsdauer entspricht, die in der Verordnung zu den garantierten Leistungen festgelegt ist, unter der Bedingung, dass die Nutzungsdauer in der Verordnung in Monaten bzw. in Jahren festgelegt wurde.
2. Während der Garantiefrist verpflichtet sich AN TAR, die notwendigen Reparaturen auszuführen, um das Produkt wieder funktionstüchtig zu machen, innerhalb von 14 Tagen ab Eingang des reklamierten Produkts.
3. AN TAR behält sich das Recht vor, das Produkt auszutauschen, falls angenommen werden muss, dass eine Reparatur unrentabel wäre.
4. Falls Sie feststellen, dass das Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert, sollten Sie es unverzüglich an die Adresse der Firma AN TAR (in Pkt. 1 angegeben) einsenden bzw. Ihre Verkaufsstelle kontaktieren.
5. Vor Ingebrauchnahme sollten Sie die Bedienungsanweisung lesen und sie genauestens einhalten. Zweckentfremdete Benutzung des Produkts hat den Verlust der Garantie zur Folge.
6. Der Garantie unterliegen keine Beschädigungen infolge von Durchbohren bzw. Durchschneiden mit einem scharfen Gegenstand, Beschädigung infolge mechanischer Kräfte von außen, infolge einer das in der Bedienungsanleitung angegebene maximale Körpergewicht des Benutzers überschreitenden Belastung, Kontakt mit fettigen bzw. öligen Substanzen, Benzin.
7. DIESES GARANTIEDOKUMENT IST NUR GÜLTIG IN VERBINDUNG MIT EINEMKAUFNACHWEIS (KASSEN BON ODER RECHNUNG), BITTE FÜGEN SIE BEI REKLAMATION DEN KAUFNACHWEIS BEI. ZUR ANERKENNUNG DER VERLÄNGERTEN GARANTIEFRIST FÜR PRODUKTE, DEREN KAUF VON DER KRANKENKASSE NFZ ERSTATTET WURDE, IST ES NOTWENDIG, EINE KOPIE DES "AUFTRAGS FÜR DIE AUSSTATTUNG MIT MEDIZINPRODUKTEN, DIE ORTHOPÄDISCHE GEGENSTÄNDE UND HILFSMITTEL SIND", BEIZUFÜGEN."
8. Reklamationen ohne Kaufnachweis können nicht berücksichtigt werden.



Mit der CE-Kennzeichnung erklärt der Hersteller die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG.