

Produktname	<b>AT52317</b>
Gesamtabmessungen	980x550x830mm
Packungsabmessungen	370x550x690mm
Pack Maß	630*410*745mm
Motorleistung	250W
Sitzbreite	410mm
Luftbereifte Vorderräder	10 Zoll
Gegossene Hinterräder	8 Zoll
Lithium-Batterie	36V10Ah
Ladegerät	110 - 220V
Auflade Zeit	5h
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	6km/h
Wenderadius	1.5m
Max. Erhöhungsgrad.	12°
Maximales Benutzergewicht	120 kg
Abstand vom Boden	9.5cm
Reichweite	25km
Nenngewicht / Bruttogewicht	29kg
Zusätzliche Teile	Korb, Tasche

**UMFANG DER LIEFERUNG:**

ROLLSTUHL, TASCHE, KORB, LAMPE, LADEGERÄT, 4 SCHLÜSSEL, SCHRAUBENSATZ, GEBRAUCHSANWEISUNG

**ACHTUNG: DAS SET BESTEHT AUS ZWEI PAKETEN!**

