

# Elektrischer Aluminium Rollstuhl AT52333



## TECHNISCHE DATEN/MERKMALE:

- Maße: 86 x 63 x 96 cm
- Maße zusammengeklappt:  
75 x 63 x 38 cm
- Sitzbreite: 43 cm
- Sitztiefe: 42 cm
- Produktgewicht: 27,5 kg
- max. Benutzergewicht: 120 kg
- Vorderrad: Vollgummi 8 Zoll
- Hinterrad: Pneumatisch 12 Zoll
- Höchstgeschwindigkeit: 6 km/h
- Theoretische Reichweite: ≤20 km
- Akku extern aufladbar