



# ELEKTRISCHE ROLLSTÜHLE

**MOBILITÄT UND  
KOMFORT**



Ihr Fachberater berät Sie gern

AT52326



AT52325



### Carbon Elektrorollstuhl, leicht

Material **Aluminium**

Gewicht **13,9 kg inkl. Batt.**

Sitzhöhe **51 cm**

Sitzbreite **42 cm**

Sitztiefe **40 cm**

H. Rückenlehne **45 cm**

Reichweite **9 km (6 Amp)**  
**15 km (10 Amp)**

Geschwindigkeit **6 km/h**

Vorderrad **7 Zoll**

Hinterrad **9 Zoll**

Maße **106 × 55 × 92 cm**

Belastbar bis **100 kg**

### Carbon Elektrorollstuhl

Material **Aluminium**

Gewicht **19,4 kg inkl. Batt.**

Sitzhöhe **51 cm**

Sitzbreite **42 cm**

Sitztiefe **40 cm**

H. Rückenlehne **45 cm**

Reichweite **9 km (6 Amp)**  
**15 km (10 Amp)**

Geschwindigkeit **6 km/h**

Vorderrad **7 Zoll**

Hinterrad **8 Zoll**

Maße **106 × 55 × 92 cm**

Belastbar bis **120 kg**

AT52304



### Elektrischer Rollstuhl

Material **Stahl**

Gewicht **36 kg inkl. Batt.**

Sitzhöhe **52 cm**

Sitzbreite **45 cm**

Sitztiefe **45 cm**

H. Rückenlehne **44 cm**

Reichweite **20 km**

Geschwindigkeit **6 km/h**

Vorderrad **7,5 Zoll**

Hinterrad **16 Zoll**

Maße **100 × 67 × 96 cm**

Belastbar bis **120 kg**

AT52332



### Elektrischer Rollstuhl

Material **Stahl**

Gewicht **45 kg inkl. Batt.**

Sitzhöhe **50 cm**

Sitzbreite **44 cm**

Sitztiefe **44 cm**

H. Rückenlehne **42 cm**

Reichweite **20 km**

Geschwindigkeit **6 km/h**

Vorderrad **10 Zoll**

Hinterrad **16 Zoll**

Maße **115 × 65 × 95 cm**

Belastbar bis **120 kg**

AT52313



### Elektrischer Rollstuhl

mit hoher Lehne

Material **Stahl**

Gewicht **37 kg inkl. Bat.**

Sitzhöhe **54 cm**

Sitzbreite **43 cm**

Sitztiefe **44 cm**

H. Rückenlehne **80 cm**

Reichweite **20 km**

Geschwindigkeit **6 km/h**

Vorderrad **7,5 Zoll**

Hinterrad **16 Zoll**

Maße **109 × 64 × 135 cm**

Belastbar bis **120 kg**

AT52320



### Elektrischer Rollstuhl

Komfort mit Hecksteuerung

Material **Stahl**

Gewicht **40,1 kg**

Sitzhöhe **51 cm**

Sitzbreite **44 cm**

Sitztiefe **45 cm**

H. Rückenlehne **80 cm**

Reichweite **28 km**

Geschwindigkeit **6 km/h**

Vorderrad **7,5 Zoll**

Hinterrad **16 Zoll**

Maße **112 × 63 × 130 cm**

Belastbar bis **120 kg**

AT52321



### Elektrischer Rollstuhl

#### Premium mit Bluetooth-Controller

Material **Stahl**

Gewicht **40,1 kg**

Sitzhöhe **51 cm**

Sitzbreite **44 cm**

Sitztiefe **45 cm**

H. Rückenlehne **80 cm**

Reichweite **28 km**

Geschwindigkeit **6 km/h**

Vorderrad **7,5 Zoll**

Hinterrad **16 Zoll**

Maße **112 × 63 × 130 cm**

Belastbar bis **120 kg**

AT52329



### Elektrischer Rollstuhl

Material **Stahl**

Gewicht **73,5 kg inkl. Batt.**

Bodenfreiheit **5 cm**

Sitzbreite **43 cm**

Sitztiefe **45 cm**

H. Rückenlehne **49 cm**

Reichweite **25 km**

Geschwindigkeit **6 km/h**

Vorderrad **8 Zoll**

Hinterrad **10 Zoll**

Maße **112 × 63 × 127 cm**

Faltmaß **106 × 63 × 60 cm**

Belastbar bis **100 kg**

AT52333



### Elektrischer Rollstuhl

Material	<b>Aluminium</b>
Gewicht	<b>29,5 kg</b>
Bodenfreiheit	<b>5 cm</b>
Sitzbreite	<b>43 cm</b>
Sitztiefe	<b>42 cm</b>
H. Rückenlehne	<b>41 cm</b>
Reichweite	<b>20 km</b>
Geschwindigkeit	<b>6 km/h</b>
Vorderrad	<b>8 Zoll</b>
Hinterrad	<b>12 Zoll</b>
Maße	<b>86 × 63 × 96 cm</b>
Faltmaß	<b>75 × 63 × 38 cm</b>
Belastbar bis	<b>120 kg</b>

AT52314



### Scooter, Faltbar mit Fernbedienung

Gewicht	<b>29 kg inkl. Batt.</b>
Bodenfreiheit	<b>5 cm</b>
Sitzbreite	<b>43 cm</b>
Sitztiefe	<b>38 cm</b>
Sitzhöhe	<b>36 cm</b>
Reichweite	<b>20 km</b>
Geschwindigkeit	<b>6 km/h</b>
Vorderrad	<b>7 Zoll</b>
Hinterrad	<b>8 Zoll</b>
Maße	<b>105 × 55 × 87 cm</b>
Faltmaß	<b>48 × 55 × 79 cm</b>
Belastbar bis	<b>120 kg</b>

AT52317



### Scooter mit Tasche & Korb

Gewicht **29 kg**

Bodenfreiheit **9,5 cm**

Sitzbreite **41 cm**

Sitztiefe **38 cm**

Sitzhöhe **32 cm**

Reichweite **25 km**

Geschwindigkeit **6 km/h**

Vorderrad **10 Zoll**

Hinterrad **8 Zoll**

Maße **98 x 55 x 83 cm**

Belastbar bis **120 kg**

AT52334



### Elektrischer Rollstuhl 2in1 Rollstuhl / Rollator

Gewicht **19 kg  
(inkl. Batterie)**

Sitzbreite **42 cm**

Sitztiefe **30 cm**

Höhenverstellbar **4-fach**

Geschwindigkeit **5 km/h**

Reichweite **10 km (pro  
Ladung, bis zu)**

Maße **96 x 88 x 67 cm**

Klappmaß **79 x 66 x 32 cm**

Vorder- &  
Hinterrad **8 Zoll**

Max.  
Benutzergewicht **100 kg**





## MOBILITÄT UND KOMFORT

**Technologie, die es Ihnen  
ermöglicht, das Leben in  
vollen Zügen zu genießen**

